

waterpik®

Waterpik® Ultra Dental Water Jet


**Waterpik® Ultra
Munddusche**

**Hydropulseur
Waterpik® Ultra**

**Waterpik®
ultradentale
waterjet**

**Idropulsore
dentale
Waterpik® Ultra**

**Irrigador bucal
Waterpik® Ultra**



.....
www.waterpik.com.hk

Toutes nos félicitations! Vous avez choisi l'hydropulseur Waterpik qui vous contribuera à rendre vos gencives plus saines et votre sourire plus éclatant!


Avec une combinaison d'eau sous pression et de pulsations à l'efficacité cliniquement reconnue, l'hydropulseur Waterpik® élimine les bactéries nocives logées en profondeur entre les dents et sous la gencive, là où la brosse à dents ne peut pas les atteindre.

Merci d'avoir choisi l'hydropulseur Waterpik®.

Soins buccaux traditionnels




La brosse à dents ne peut pas atteindre les résidus de nourriture incrustés et les bactéries nocives.



Le fil dentaire ne va pas très loin sous la gencive.

Soins buccaux avec l'hydropulseur Waterpik®



L'hydropulseur Waterpik® élimine les résidus de nourriture coincés et les bactéries nocives.

Précautions d'emploi	32
Description de l'article	34
Première utilisation	36
Entretien de votre hydropulseur Waterpik®	41
Solutions aux problèmes courants	42
Garantie limitée de 1 ans	43

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, surtout en présence d'enfants, prenez toujours les précautions ci-dessous.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

DANGER!

Pour réduire les risques d'électrocution:

- Débranchez toujours l'appareil quand vous avez fini de vous en servir.
- Ne manipulez jamais la prise avec les mains mouillées.
- Ne posez pas l'appareil, et ne le rangez pas à un endroit où il pourrait tomber ou être accidentellement entraîné dans une baignoire, une douche ou un lavabo.
- Ne vous servez pas de l'appareil pendant votre bain.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne touchez pas l'appareil s'il est tombé dans un liquide. Débranchez-le immédiatement.
- Vérifiez l'état du cordon d'alimentation avant la première utilisation puis régulièrement pendant la durée de vie de l'appareil.

AVERTISSEMENT


Pour réduire les risques de brûlures, de choc électrique, d'incendie, de blessures graves et de lésions tissulaires:



- N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise est en mauvais état, s'il ne fonctionne pas bien, s'il est tombé ou s'il a été endommagé, ou s'il est tombé dans un liquide. Dans ce cas, renvoyez l'appareil à un service après-vente agréé ou à Waterpik Technologies.
- Apprenez aux enfants et aux personnes handicapées à se servir de l'appareil, et supervisez-les toujours.
- Ne dirigez pas le jet d'eau vers la surface inférieure de la langue, l'intérieur de l'oreille, les narines ou d'autres zones délicates. Cet appareil peut produire des pressions assez fortes pour causer des lésions sévères dans ces zones. Veuillez consulter le mode d'emploi pour vous servir correctement de l'appareil.
- Utilisez l'appareil de la manière indiquée dans le mode d'emploi ou suivez les recommandations de votre dentiste.
- N'utilisez pas l'hydropulseur pendant plus de 5 minutes par période de deux heures.

- Utilisez seulement les accessoires recommandés par Waterpik Technologies, comme la douchette, la canule Pik Pocket®, la canule gratte-langue et les accessoires d'orthodontie Waterpik®.
- Ne retirez pas la canule flexible Pik Pocket® de sa tige transparente. Si elle s'en dissocie, jetez la canule et la tige et achetez une autre canule Pik Pocket®.
- Remplissez le réservoir avec de l'eau ou des solutions recommandées seulement.
- N'insérez pas d'objets dans les orifices de l'appareil ou dans le tuyau.
- Le cordon d'alimentation ne doit pas toucher les surfaces chaudes.
- Ne vous servez pas de l'appareil à un endroit où de l'oxygène ou des gaz d'aérosols pourraient se trouver dans l'air.
- Ne vous servez pas de l'appareil à l'extérieur.
- Ne vous servez pas de l'appareil si vous portez des bijoux de bouche. Retirez-les d'abord.
- N'utilisez pas l'appareil si vous avez une plaie ouverte sur la langue.
- Si votre médecin ou votre cardiologue vous a conseillé de prendre des antibiotiques avant des soins dentaires, consultez votre dentiste avant d'utiliser cet appareil ou tout autre instrument d'hygiène buccale.



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

DESCRIPTION DE L'ARTICLE





Douchette


Canule
gratte-langueCanule Pik
Pocket®Canule
d'orthodontie

PREMIERE UTILISATION

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale. Si la prise est commandée par un interrupteur, mettez-la sous tension.


Préparation du réservoir

Retirez le réservoir et son couvercle du socle. Remplissez le réservoir d'eau tiède. Remettez le réservoir sur le socle et appuyez fermement.




Insertion et retrait des canules

Insérez la canule au centre de l'embout rotatif situé au sommet du manche de l'hydropulseur. Quand la canule est insérée correctement et verrouillée, l'anneau coloré est contre l'extrémité de l'embout rotatif. Pour retirer la canule du manche, appuyez sur le bouton d'éjection et sortez la canule du manche.



Réglage de la pression



La première fois que vous utilisez l'appareil, tournez le bouton de réglage de la pression qui se trouve sur le socle de l'appareil et réglez-le sur la pression la plus basse (niveau 1). Augmentez progressivement la pression jusqu'au niveau qui vous convient - ou suivez les instructions de votre dentiste.



Placement dans la bouche

Penchez-vous au-dessus du lavabo et placez la canule dans votre bouche. Dirigez la pointe vers vos dents.

Avec votre main libre, mettez l'appareil en marche. Réglez la pression au niveau désiré.







Contrôlez la direction du jet d'eau en tournant l'embout situé au sommet du manche.

PREMIERE UTILISATION

Technique recommandée

Dirigez le jet d'eau vers la gencive suivant un angle de 90 degrés. Fermez la bouche pour éviter les éclaboussures mais laissez un peu d'espace pour que l'eau puisse couler dans le lavabo. Pour des résultats optimum, commencez par les molaires (les dents du fond) et progressez vers les dents de devant. Faites glisser la douchette le long de la gencive et marquez une courte pause après chaque dent. Continuez jusqu'à ce que toutes les zones autour et entre les dents aient été nettoyées.




Pause

Vous pouvez arrêter le jet de liquide à tout moment en appuyant sur le bouton pause qui se trouve sur le manche de l'hydropulseur.

Quand vous avez fini

Eteignez l'appareil. Videz le réservoir. Débranchez l'appareil.




INSTRUCTIONS PARTICULIERES

Canule Pik Pocket®


La canule Pik Pocket® projette de l'eau ou des solutions bactéricides dans des zones précises sous la gencive.

Pour vous servir de la canule Pik Pocket®, penchez-vous au-dessus du lavabo et placez la pointe souple contre une dent suivant un angle de 45°, puis placez délicatement la canule sous la gencive, dans la cavité. Mettez l'appareil en marche en le réglant sur la pression la plus faible, puis nettoyez en suivant doucement le collet des dents, en insérant la canule dans les espaces interdentaires. Continuez à faire le tour des collets jusqu'à ce que le réservoir soit vide.



Canule gratte-langue

Penchez-vous au-dessus du lavabo. Posez le gratte-langue sur votre langue et mettez l'hydropulseur en marche en le réglant pour commencer sur la pression la plus basse, puis augmentez la pression jusqu'à un niveau qui vous convient. Posez doucement le gratte-langue Waterpik® sur la ligne médiane de votre langue, au centre de la bouche, puis tirez-le vers l'avant en exerçant une légère pression.




PREMIERE UTILISATION

Canule d'orthodontie

La canule spéciale d'orthodontie a une conception unique qui lui permet de brosser et d'irriguer en même temps les zones difficiles à atteindre autour des appareils et autres dispositifs dentaires.

Pour utiliser la canule d'orthodontie, penchez-vous près du lavabo et utilisez les poils de la brosse pour nettoyer les appareils dentaires. L'eau s'écoule à travers la brosse, emportant ainsi les débris délogés par cette dernière.



Utilisation de bains de bouche et autres solutions

Vous pouvez vous servir de votre hydropulseur Waterpik® en remplaçant l'eau par des bains de bouche et des solutions bactéricides. Votre dentiste pourra vous recommander une solution adaptée. Remarque : certaines solutions bactéricides peuvent raccourcir la durée de vie de votre hydropulseur Waterpik®. Si vous avez des questions au sujet d'une solution que vous voudriez utiliser dans votre hydropulseur, contactez le service clients de Waterpik. Chaque fois que vous mettez une solution spéciale dans le réservoir, rincez-le après usage. Versez de l'eau du robinet tiède dans le réservoir, sans le remplir. Dirigez le jet vers le lavabo. Mettez l'appareil en marche et laissez-le fonctionner jusqu'à ce que le réservoir soit vide. Cela éliminera tous les résidus de solution, empêchera la canule de se boucher, et prolongera la durée de vie de l'appareil.

Nettoyez l'appareil aussi souvent que nécessaire avec un chiffon doux et un produit non décapant.

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

Si l'hydropulseur doit être soumis à des températures négatives, enlevez le réservoir et faites fonctionner l'appareil jusqu'à ce qu'il soit complètement vide.

Maintenance

Les hydropulseurs Waterpik® ne comportent pas de composants électriques que le consommateur peut entretenir lui-même, et ne demandent pas de maintenance régulière. Cet appareil ne devra être réparé que par un service après-vente agréé ou par Waterpik Technologies. Si l'appareil a besoin d'une intervention de maintenance, rendez-vous sur www.waterpik.com et cliquez sur la rubrique service locator pour connaître le centre de service après-vente le plus proche de votre domicile. Vous pouvez également contacter votre revendeur Waterpik® local pour obtenir des informations sur nos produits et nos services. Mentionnez le numéro de série et le numéro de modèle dans tous vos courriers. Vous trouverez ces numéros sous l'appareil.

SOLUTIONS AUX PROBLEMES COURANTS

PROBLEME	CAUSE	SOLUTION
Douchettes et canule gratte-langue Fuite entre la canule et l'embout rotatif du manche.	La canule n'est pas insérée complètement.	Retirez la canule et réinsérez-la dans le manche.
Canule Pik Pocket® Déchirure dans la pointe souple.	La canule est usée.	Changez de canule.
Socle de l'hydropulseur Fuites entre le tuyau et le manche.	Le tuyau est endommagé.	Peut être changé par un service après-vente agréé. Vous pouvez aussi contacter Waterpik pour demander un kit de réparation et le faire vous-même.
Le réservoir fuit.	Pas de clapet dans le réservoir ou le clapet est inversé.	Changez de clapet de réservoir (Appelez le service clients de Waterpik Technologies). Remettez le clapet dans le bon sens.
La pression n'est pas bonne.	Le réservoir n'est pas installé correctement.	Réinstallez le réservoir. Appuyez fermement sur le réservoir.
L'appareil ne se met pas en marche.	Le moteur ne fonctionne pas.	Vérifiez le fonctionnement de la prise murale. Testez-la avec un autre appareil (vérifiez le bouton de redémarrage et/ou l'interrupteur qui commande la prise).

GARANTIE LIMITEE DE UN AN

Waterpik Technologies offre au premier acquéreur/propriétaire une garantie de **un an**, pièces et main-d'œuvre, à partir de la date d'achat. Conservez le reçu comme preuve de la date d'achat. Nous réparerons ou remplacerons toute partie de l'article que nous considérerons comme défectueuse, à condition que l'article n'ait pas été maltraité, utilisé de façon incorrecte, modifié ou endommagé après l'achat, et à condition qu'il ait été utilisé conformément au présent mode d'emploi. Cette garantie limitée ne couvre pas les douchettes standard, les canules Pik Pocket®, les canules d'orthodontie ou la canule gratte-langue Waterpik®.

Cette garantie vous donne des droits particuliers, et vous bénéficiez peut-être d'autres droits qui peuvent varier d'un pays à l'autre.